



SeaMed[®]

**YETİŞKİN
PARMAK PULSEOKSİMETRE**





Yüksek Hassasiyet

Düşük Perfüzyonlu ve Hareketli Hastalarda Dahi Tutarlı Ölçümler

Çoklu Veri Takibi

OLED Ekran üzerinden Saturasyon, Nabız, Perfüzyon İndeksi ve Batarya Takibi



4 Yönlü Ekran

Her açıdan net ve okunaklı görüntüleme imkanı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran

Renkli OLED
4 Yönlü

SpO2

Ölçüm Aralığı: %35 - %100
Hassasiyet: %70 - %100 (\pm %2)
%1 - %90 (\pm %1)

PR

Ölçüm Aralığı: 25 - 250 bpm
Hassasiyet: \pm 2 bpm / \pm %2

Boyutlar ve Ağırlık

58x35x32 cm
58 gr (Piller Dahil)

Batarya

2x AAA Batarya