



SEAMED AQUARIUS
Vital Monitör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › 8" (800x600) TFT LCD Dokunmatik Renkli Ekran
- › Portatif, hafif ve sağlam dizayn
- › Opsiyonel barkod okuyucu destekleme
- › Farklı kliniklere göre konfigüre edilebilen parametreler
- › Yenidoğan/Pediyatrik/Yetişkin kullanım modları
- › Opsiyonel kablolu yada kablosuz bağlantı ile veri aktarımı
- › Şarj edilebilir Li-ion batarya ile müdahale olmadan 12 saate kadar çalışma süresi
- › Standart Parametreler ; Kulaktan Ateş Ölçer, Dahili Yazıcı, Dokunmatik Ekran, NIBP, EKG, SPO2, Sıcaklık
- › Opsiyonel HL7 (Health Level Seven)

