

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### SEAMED C3 KONVEKS PROBLU EL TİPİ ULTRASON

- Tarama Modu:** Elektronik Dizi  
**Frekans:** Konveks Prob 3.5 / 5.0mhz  
**Derinlik:** : Konveks 90mm-305mm Ayarlanabilir  
**Eğrilik Yarıçapı Ve Tarama Açısı:** Konveks R60 / 60 °  
**Dahili Ekran Probunun Ekran Boyutu:** 3,5 inç  
**Ekran Modu:** B, B / M  
**Ayarlanabilir Görüntü:** Kazanç, Odak, Anti-Faz Darbe Harmonikleri, Gürültü Azaltma, DYN  
**Delinmeye Yardımcı Fonksiyon:** Düzlem İçi Delinme Kılavuz Çizgisi, Harici Delinme Kılavuzu Otomatik Kan Damarı Ölçümü Ve İğne Görselleştirme İşlevini Geliştirin İğne Noktası Gelişimi  
**Pil Çalışma Süresi:** 3 Saat  
**Şarj Modu:** USB Şarjı veya Kablosuz Şarj.  
**Ölçümler:** Mesafe, Alan, Çevre, Açık Kalp Atış Hızı, Obstetrik  
**Boyut:** Konveks 156mmx64mmx20mm  
**Ağırlık: Lineer:** 250g,  
**Görüntü Kare Hızı:** 20 F / S  
**Bağlantı Tipi:** Prob Dahili Wifi İle Akıllı Telefona / Tablete Bağlanır  
**Wifi Türü:** 802.11n / 2.4G / 5G / 450Mbps  
**Danışma İşlevi:** Akıllı Telefon Ve Tablet Üzerinden Uzaktan İnternet Danışmanlığı ve Danışma İçin Çoklu Cep Telefonu / Tablet  
**Çalışma Sistemi:** Apple İos, Android Ve Windows  
Geniş ve derin tarama açısı, karın ve doğum - jinekolojik ve kardiyolojik uygulamalar için uygundur.

# SeaMed®



Küçük ve kompakt tasarım



Prob uzantısı olmayan, kablosuz tasarım



Su geçirilmeyen sterilizasyona elverişli tasarım



Teşhisleri kolayca yönetebileceğiniz data transfer arayüzü



## SEAMED

### C3 KONVEKS PROBLU EL TİPİ ULTRASON

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T. C. A. Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataehir / STANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com

CE 0434