

TEKNİK ÖZELLİKLER

SEAMED C5D ÇİFT PROBLU EL TİPİ ULTRASON

Tarama Modu: Elektronik Dizi

Frekans: Konveks Prob 3.5 / 5.0mhz, Linear Prob 7.5 Mhz

Derinlik: : Konveks 90mm-305mm, Doğrusal 20mm-55mm Ayarlanabilir

Eğrilik Yarıçapı Ve Tarama Açısı: Konveks R60 / 60 °

Tarama Genişliği: Linear 7.5MHz 40mm, 10MHz 25mm

Dahili Ekran Probunun Ekran Boyutu: 3,5 inç

Ekran Modu: B, B / M

Ayarlanabilir Görüntü: Kazanç, Odak, Anti-Faz Darbe Harmonikleri, Gürültü Azaltma, DYN

Delinmeye Yardımcı Fonksiyon: Düzlem İçi Delinme Kılavuz Çizgisi, Harici Delinme Kılavuzu Otomatik Kan Damarı Ölçümü Ve İğne Görselleştirme İşlevini Geliştirin İğne Noktası Gelişimi

Pil Çalışma Süresi: 3 Saat

Şarj Modu: USB Şarjı veya Kablosuz Şarj.

Ölçümler: Mesafe, Alan, Çevre, Açık Kalp Atış Hızı, Obstetrik

Boyut:

Ağırlık: Linear: 260g

Görüntü Kare Hızı: 20 F / S

Bağlantı Tipi: Prob Dahili Wifi İle Akıllı Telefona / Tablete Bağlanır

Wifi Türü: 802.11n / 2.4G / 5G / 450Mbps

Danışma İşlevi: Akıllı Telefon Ve Tablet Üzerinden Uzaktan İnternet Danışmanlığı ve Danışma İçin Çoklu Cep Telefonu / Tablet

Çalışma Sistemi: Apple İos, Android Ve Windows

Çift başlıklı problemler sayesinde çoklu test ihtiyaçlarını karşılar ve düşük maliyetli ve daha elverişli imkanlar sağlar

SeaMed®



Küçük ve kompakt tasarım



Prob uzantısı olmayan, kablosuz tasarım



Su geçirilmeyen sterilizasyona elverişli tasarım



Teşhisleri kolayca yönetebileceğiniz data transfer arayüzü



SEAMED

C5D ÇİFT PROBLU EL TİPİ ULTRASON



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

CE 0434