

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### SEAMED C5LC ÇİFT PROBLU EL TİPİ ULTRASON

**Tarama Modu:** Elektronik Dizi

**Frekans:** Konveks Prob 3.5 / 5.0mhz, Linear Prob 7.5 Mhz

**Derinlik:** : Konveks 90mm-305mm, Doğrusal 20mm-55mm Ayarlanabilir

**Eğrilik Yarıçapı Ve Tarama Açısı:** Konveks R60 / 60 °

**Tarama Genişliği:** Linear 7.5MHz 40mm, 10MHz 25mm

**Dahili Ekran Probunun Ekran Boyutu:** 3,5 inç

**Ekran Modu:** B, B / M, PW ve PDI görüntüleme

**Ayarlanabilir Görüntü:** Kazanç, Odak, Anti-Faz Darbe Harmonikleri, Gürültü Azaltma, DYN

**Delinmeye Yardımcı Fonksiyon:** Düzlem İçi Delinme Kılavuz Çizgisi, Harici Delinme Kılavuzu Otomatik Kan Damarı Ölçümü Ve İğne Görselleştirme İşlevini Geliştirin İğne Noktası Gelişimi

**Pil Çalışma Süresi:** 3 Saat

**Şarj Modu:** USB Şarjı veya Kablosuz Şarj.

**Ölçümler:** Mesafe, Alan, Çevre, Açı Kalp Atış Hızı, Obstetrik

**Boyut:**

**Ağırlık: Linear:** 260g

**Görüntü Kare Hızı:** 20 F / S

**Bağlantı Tipi:** Prob Dahili Wifi İle Akıllı Telefona / Tablete Bağlanır

**Wifi Türü:** 802.11n / 2.4G / 5G / 450Mbps

**Danışma İşlevi:** Akıllı Telefon Ve Tablet Üzerinden Uzaktan İnternet Danışmanlığı ve Danışma İçin Çoklu Cep Telefonu / Tablet

**Çalışma Sistemi:** Apple İos, Android Ve Windows

Çift başlıklı problemler sayesinde çoklu test ihtiyaçlarını karşılar ve düşük maliyetli ve daha elverişli imkanlar sağlar

# SeaMed®



Küçük ve kompakt tasarım



Prob uzantısı olmayan, kablosuz tasarım



Su geçirmeyen sterilizasyona elverişli tasarım



Teşhisleri kolayca yönetebileceğiniz data transfer arayüzü



## SEAMED

### C5DLCÇİFT PROBLU EL TİPİ ULTRASON

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataehir / STANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com

CE 0434