



SEAMED KL 702

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › Set bağımsız yapısı ile tüm marka enjektörlerle çalışabilme
- › 10, 20, 30, 50 ml kapasiteli enjektörler ile çalışabilme
- › Aynı anda farklı akış hızlarında bağımsız iki kanal infüzyon
- › Akış hızı, zaman modu, body-weight kullanım modları
- › 0.1-10000ml arası volume(hacim) gönderebilme
- › 0.1-1600ml/h arası ayarlanabilir akış hızları
- › Hedef hacim sınırlandırabilme
- › Giden toplam hacim izleyebilme
- › Sesli ve görsel alarmlar
- › 3 seviyeli tıkanıklık alarm limiti ayarlayabilme
- › KVO ve Bolus fonksiyonları
- › Otomatik Anti-Bolus
- › Purge(Set yıkama)
- › Sistem hafızası, ilaç hafızası
- › Şarj edilebilir batarya ile güç tasarrufu ve tekli 5ml/saat hızda kullanımda 8 saat, çiftli çalışmada 5 saate kadar çalışabilme.

1 Set Bağımsız Yapı

2 Çift Kanal Enjektör

3 Otomatik Anti-Bolus

4 İlaç Hafızası