

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed® LED-7050

Lamba Başlık Çapı: 500mm + 700mm

Maksimum (Aydınlatma) Işık Şiddeti : 140.000lux ve 170.000lux

Aydınlatma Seçim Aralığı : %0 - %100

Işık Renk İndeksi : RA =95 , RA= 95

Renk Sıcaklığı : 4300±500 Kelvin

Çalışma Gücü: 220/50, 220/50

Lamba Enerjisi: 100W, 60W

Aydınlatma Ayarı: Stepless, Stepless

Odak Çapı : 160-350mm, 160-320mm

Lamba Ömrü (saat): 40000-50000, 40000-50000

Aydınlatma Derinliği: 800mm, 700mm

Başlıklar : Seamed LED700 + LED500 Başlıklarını içerir.

Atlamasız ışık ayarlaması sayesinde göz yorulmasına engeller

Opsiyonel kameralı versiyon

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T. C. A. Ş.

K.bakkalköy Mh. Seveda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ata ehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com



CE 0434

SeaMed®



SEAMED LED-7050 Ameliyat Lambası



SeaMed[®]

SEAMED LED-7050
AMELİYAT LAMBASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » Lamba Gücü: 60W + 100W
- » Işık Ayarı: Atlamasız Ayar
- » Odak Çapı: 160-320mm + 160-350mm
- » Aydınlatma Derinliği: 700mm + 800mm
- » Atlamasız ışık ayarlaması sayesinde göz yorulmasına engeller



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.Ş.

K.bakkalköy Mh.Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

CE 0434