

# XM550/750 Hastabaşı Monitörü



**DENİZLER  
MEDİKAL**

Küçükbakkalköy Mahallesi, Sevda Sokak, Seven  
Tower, No: 1, Kat: 3 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 577 52 22 Fax: 0216 577 52 21

**SeaMed®**



**XM550/XM750  
Hastabaşı Monitörü**



CE 0123  
RoHS

# XM550

## Hastabaşı Monitörü

### Gelişmiş, İşlevsel, Hafif

Hastabaşı ve yoğun bakım kullanımına uygun



- Standart parametreler: EKG, NIBP, PR, RESP, SpO2, Sıcaklık
- 10.4" & 12.1" renkli ve keskin ekran
- 15 farklı çeşit ilaç tanımı
- 13 farklı çeşit aritmi analizi
- 4 saate kadar dayanıklı dahili batarya
- Merkezi monitör sistemine uygun
- Dahili hafıza ile kayıt yapabilme
  - 8000 adet NIBP
  - 680 saat trend
  - 2 saat detaylı grafik
- 3 seviyeli görsel ve sesli alarm



Kompakt yapı ve gizlenebilir taşıma kolu

# XM750

## Hastabaşı Monitörü

Yenidoğan, çocuk ve yetişkin kullanımına uygun



NIBP liste arayüzü



Ana ekran arayüzü



Hastabaşı arayüzü



Büyük ekran arayüzü



Grafiksel arayüz



OxyCRG arayüz



VGA, USB ve LAN çıkışları



Çift Kanallı IBP ölçümü



Aydınlatmalı döner tuş, tek tuşla NIBP ölçümü ve güç tuşu

**Opsiyonel aksesuarlar:** EtCO2, Çift Kanallı IBP, 12-Lead EKG, Dokunmatik ekran, Dahili termal yazıcı