

SeaMed®

İNFÜZYON ISITICI



DENİZLER
MEDİKAL

www.denizlermedikal.com

Kan ve serum ısıtıcısı, infüzyon ve transfüzyon işlemlerinde olası hipotermi riskini ortadan kaldırmak için hastaya verilecek sıvıların kontrollü olarak ısıtılmasını sağlayan cihazdır. Standart kan transfüzyonu infüzyonu, intravenöz ve beslenmede kullanıma uygundur.

Kompakt yapı, ergonomik tasarım

Kuru ısıtıcı sistemi

Kolay ve hızlı ayar imkanı

Mikroişlemci kontrollü 3 sıcaklık sensörü

ile etkin ve homojen ısıtma

Aşırı sıcaklık güvenlik sistemi sayesinde

durdurma özelliği


Uyarı Alarm Sistemi

Hassasiyet: 0.1 derece

Sıcaklık ayar aralığı: 33°C-42°C

Hastaya giden sıvı sıcaklığı dijital

ekrandan izlenebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık Ayarı	33°C - 42°C
Güç	220V/50Hz
Güç Tüketimi	Maks. 120VA
Sıyı Korunma Derecesi	IP44
Sıcaklık Hassasiyeti	±1.0°C
Aşırı Sıcaklık Koruması	42°C ±1°C/43°C±2°C
Düşük Sıcaklık Koruması	-3 °C
Isıtma Süresi	-2 dk (20°C-39°C)
Ağırlık	276 gr
Ölçüler	36x67x65 mm
Kullanım Modu	Sürekli




**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K. Bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No 1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com