

ÜRÜN KATALOĞU

KAN VE SERUM ISITICI

FT-1800





FT-1800 KAN VE SERUM ISITICI

FT-2800 Kan Isıtıcı, hassas sıvı ve kan ısıtma teknolojisiyle donatılmış, yüksek güvenilirlik sunan bir cihazdır. Özellikle ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis gibi ortamlarda güvenle kullanılabilir. Cihaz, infüzyon sıvılarının veya kanın hedeflenen sıcaklığa hızla ulaşmasını sağlayarak hastaların vücut sıcaklığını stabil tutar. Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, kullanım kolaylığı sağlayan dijital ekranı ve kompakt tasarımı ile medikal profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Hem taşınabilir hem de verimli olan FT-1800, kritik durumlarda hız ve güvenliğe önem veren sağlık kuruluşları için idealdir.

FT-1800 Kan ve Serum Isıtıcı, tüm tıbbi birimlerde kullanılmak üzere yüksek hassasiyetli, akıllı mikro bilgisayar kontrollü bir cihazdır. Ameliyat sırasında veya sonrasında hastalara kan nakli ve infüzyon uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Klinik ortamda rutin kan nakli ve infüzyon işlemlerini destekleyen cihaz, aynı zamanda geri dönüşümlü kan beslemeleri ve diyaliz sıvıları için de idealdir. Enteral ve parenteral beslenme ile durulama çözeltilerinin ısıtılmasında etkili olduğu gibi, özellikle çocuklar ve yenidoğanlara yapılan infüzyonlarda hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Soğuk koşullarda gerçekleştirilen normal infüzyon işlemlerinde de sıcaklığı koruyarak güvenli bir uygulama sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, büyük LED ekranıyla ayarlanan sıcaklık, mevcut sıcaklık, ısıtma süresi ve hata durumlarını göstererek kolay kullanım sağlar. IV tüpün tamamen sarılmasıyla ısı hasta vücuduna kadar ulaştırılır ve böylece ısı kaybı olmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık Ayarı: 33 – 41°C

Güç Kaynağı: A.C.100~240V/50~60Hz

Güç Tüketimi: Maks. 120VA

Sıvı Girişine Karşı Koruma Derecesi: IPX2

Sıcaklık Hassasiyeti: ±1.0°C

Aşırı Isınma Koruması: 42°C /43°C

Düşük Sıcaklık Alarmı: 32°C

Isınma Süresi: 20°C'den 36°C'ye yaklaşık 2 dk.

Çalışma Modu: Sürekli

Boyut: 200×130×250mm

Net Ağırlık: 2,3kg

Isıtma Profili:

- Uzunluk 1400mm
- Uyumlu IV Tüpü 3,5-5,0mm

Yüksek Performanslı Kuru Isıtıcı:

İnfüzyon Kan Transfüzyonu ve Kan Ürünleri

Kan Geri Beslemeleri / Diyaliz Sıvıları

Enteral/Parenteral Beslenme ve Durulama Solüsyonları

Kontrol Teknolojisi:

Sıcaklık sensörleriyle entegre mikroişlemci yüksek hassasiyette kontrol sağlar

Güvenlik Sistemi:

Sürekli çalışan sel-testler, Çift bağımsız aşırı ısınma koruması ve Otomatik Kesme, Yüksek sıcaklık / düşük sıcaklık / sensör arızası için görsel ve sesli alarm



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com