



KAPNOGRAF ve OKSİMETRE

SeaMed®

KAPNOGRAF & OKSİMETRE

TEKNİK ÖZELLİKLER

EtCO2 (Sidestream)

EtCO2/CO2 aralığı:	0 – 150mmHg(0-20kPa, 0-20%(V/V))
Hassasiyet:	±2mmHg, 0-40mmHg ±5% (okuma) > 41-70mmHg ±8% (okuma) > 71-100mmHg ±10% (okuma) > 101-150mmHg
Yenileme:	Her nefeste, 10 sn, 20 sn, 30sn
Trend Uzunluğu:	24 saat

AC girişi:	100V-250V, 50Hz/60Hz
AC güç tüketimi:	5W

Ortam

Çalışma sıcaklığı :	5 - 40 °C
Nem:	30 – 75%
Atmosferik basınç:	86 – 106kPa

Solunum (RR)

Aralık:	3-150/dk
Hassasiyet:	±1%(okuma)
Trend uzunluğu:	24 saat
Akış:	50-250cc/dk

Batarya

Batarya tipi:	Şarj edilebilir Li-ion batarya
Batarya kapasitesi:	3.6V, 3000mAh
Çalışma zaman :	10 Saat

SpO2

Saturasyon Aralığı :	0-100%
Hassasiyet	±2%, 70-100%
	±3%, 50-69%
Trend uzunluğu:	24 saat

Fiziksel Özellikler

Ölçüler:	70mm x 160mm x 40mm
Ağırlık:	600g

Nabız


Aralık:	30-250 bpm
Hassasiyet:	±2bpm
Trend uzunluğu:	24 saat



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com



PC software for data review and analysis



Wireless connection to bluetooth printer



ÖZELLİKLER

- 3.5 inç TFT ekranda ETCO2, RR, SpO2, PR izleme;
- Sıcaklık , basınç kompensasyon sistemi ; sıfırlama ile tekrar ayarlama;
- Akciğer basıncı ve sıcaklık kompensasyonu (BTPS);
- Entübe ve entübe olmayan hastalarda kullanılabilmek;
- 24 saatlik Grafik trend kaydı

MoveOxy™ Teknolojisi

MoveOxy teknolojisi ile ileri düzey dijital SpO2 el tipi kapnograf cihaz ; güvenilir SpO2, Etco2, nabız ve oksimetre ölçümleri ile birçok monitör fonksiyonunu yerine getirebilir.

- Hareketli durumlarda & düşüceğiz nabız sinyalinde doğru ve güvenilir ölçüm.
- Grafik trend ve dalga formu ile izleme.



Havayolu Adaptörü



Su Filtresi



Nazal Kanül



Örnekleme Hattı



SpO2 Sensor



Koruyucu Kauçuk Kılıf



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

