



SeaMed®

SeaMed AD51D Fetal Doppler kalp atışını ultrason sinyalleri ile dönüştürerek duyabileceğimiz seviyeye getiren, fetüsün kalp atışını duymak için kullanılan bir ultrason dönüştürücüsüdür. Fetal doppler cihazı, bir fetal stetoskop ile sağlanan benzer bilgileri elimize ulaştırır ancak fetal stetoskopa göre avantajı kalp atışlarını herkesin duymasını sağlamasıdır. Hamileliğin 12. haftasından itibaren kullanıma uygundur.



Özellikleri:

- Otomatik FHR tespiti
- Geniş LCD ekran
- Dahili hoparlör
- Otomatik kapanma
- Batarya indikatör
- Otomatik sayım
- Hoparlör
- Geniş aralıklı ses kontrolü
- Eş zamanlı FHR modu
- 15 saat sürekli çalışma imkanı
- Hafif, ergonomik tasarım
- Kullanım kolaylığı
- 2xAA 1,5V pil ile çalışabilme imkanı




**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com