

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed®

ECHO

Nabız Hızı Ölçüm Aralığı : 0 bpm- 200 bpm

Maksimum Manşet Basıncı : 300 mmHg(40kPa)

Çözünürlüğü : Kan Basıncı için 1 mmHg - Nabız Okuma için 1 BPM

Kayıt Transferi : USB Kablo

Nabız Hızı Doğruluğu : ± 3 BPM

Maksimum Hata : ± 3 mmHg

Hafıza : SD kart (300 Okumaya Kadar)

Boyut ve Ağırlık : Boyut: 118×67×29 mm - Ağırlık 210g (batarya dahil)

Batarya : 2AA Alkalın pil

SeaMed®



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.

Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22 **F :** +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

CE 0434

SEAMED ECHO
TANSİYON HOLTER

SeaMed®



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt dizayn ile şık görünüm,
- Konforlu ve Sessiz Kullanım,
- Sensörler Sayesinde Postür Belirleme (Yatma, Oturma, Yürüme)
- Boyun askı aparatı ile güvenli kullanım,
- Günlük Kullanıma Uygun Ergonomik Yapı



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.

Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22

F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

CE 0434