

ÜRÜN KATALOĞU

MANUEL KAF BASINÇ ÖLÇERİ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Kadran Çapı:	50 mm
Ölçüm Birimi:	cmH ₂ O
Renk Kodlamaları:	22-30 cmH ₂ O ±2 40-50 cmH ₂ O ±2 50-60 cmH ₂ O ±2 60-120 cmH ₂ O ±2
Kaçak Koruması:	<2 cmH ₂ O/dk
Bağlantı Hortumu:	1 metre
Puar Malzemesi:	Silikon Kauçuk
Darbe Koruma :	Var



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com