



EL TİPİ ULTRASON CİHAZI

 **USB**

 **WiFi**

3'Ü 1 ARADA

Lineer
Konveks
Kardiyak

Lineer

Frekans
7.5 / 10 MHz

Derinlik
20-100 mm



Konveks

Frekans
2.5 / 5 MHz

Derinlik
90-160 mm

Kardiyak

Frekans
3.2 / 5 MHz

Derinlik
90-305 mm



Type-C

125 mm
170 g




Android, IOS ve Windows
işletim sistemli ile uyumlu
PC, Tablet ve Telefonlarda
Kullanılabilir



Klinik, hastane odası, acil servis veya ameliyathane gibi yerlerde herkesi, her zaman ve her yerde rahatlıkla tarayabilirsiniz.

Uygulamalar: Abdomen, Kadın Doğum / Jinekoloji, Kardiyak, Böbrek, Üroloji, Göğüs, Tiroid, MSK, Vasküler, Pediatri, Karotis



MyUSG Uygulamasını tüm akıllı cihazlarınıza ücretsiz şekilde kurabilirsiniz



IP68 Seviyesinde
Su ve Darbe Koruması

2800 mAh
Lityum Batarya

>3 Saat Çalışma
>12 Saat StandBy


Çalışma Modları
B, B+B, B/M,
Color, PW, PDI,
B+Color+PW



Şarj Sırasında
ve Kablolu
Bağlantı İle
Kullanılabilir




Tiroid C Mode




Vasküler PW Mode



Karotid C Mode



Karaciğer B Mode



Kardiyak C Mode



Böbrek C Mode

TEKNİK ÖZELLİKLER

Prob: Kablosuz Çift Başlıklı Lineer, Kardiyak ve Konveks

Element: Dual 128

Frekans: 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz, 2.5/5.0mhz

Derinlik: 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm

Programlar: Abdomen, Kadın Doğum, Kardiyak, Üroloji, Böbrek, Akciğer, Tiroid, Küçük Organ, Pediatri, Vasküler, Karotid, Göğüs, MSK, Sinir

Uyumlu Cihazlar: PC, Telefon, Tablet

Bağlantı: USB & WiFi

Ölçümler:

B: Uzunluk, Alan/Çevre, Açı, İz, Uzaklık GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL)

B+M: Kalp atış hızı, Zaman, Mesafe, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV)

B+PW: Hız, Kalp atış hızı(2), S/D, Derinlik.

Otomatik Damar Akış: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL

Ayarlanabilir Parametreler: GN(kazanç), D(Derinlik), ENH(Geliştirme), DR(Dinamik aralık), F(Frekans), FocusPos, PRF, WF, Mod, 8TGC, Biyopsi, Annot, Sayfa sol/sağ/yukarı/aşağı.

Placback Kare Hızı: 100, 200, 500, 1000 (opsiyonel)

Görüntüleme Modları: B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PWG

Gri Skala: 256 level

WiFi: 802.11g/20MHz/2.4G/5G/450Mbps

Kanal: 64

Kazanım: 40-110Db

Batarya Ömrü: 3 Saat Çalışma, 12 Saat Bekleme

Şarj: USB Şarj ve Kablosuz Şarj

Dayanıklılık: IP68