



LINEER

KABLOSUZ EL TİPİ

ULTRASON

192 Element Prob ile
Daha Profesyonel Görüntüleme

Isınma Önleyici Özel
Soğutucu Kaplama

Kayma Önleyici
Kavrama Pedleri


4200 mAh
Çift Batarya Hücresi ile
Daha Uzun Kullanım Ömrü



Android, IOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumludur.
PC, Tablet ve Akıllı Telefonlarda kullanılabilir.

 IP68

IP68 seviyesinde su ve toz koruması. Gövde toz ve darbelere karşı maksimum korumayla birlikte su altında uzun süreli temaslarda dahi cihazı koruyabilecek şekilde yapılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Prob: Kablosuz Lineer Prob

Elementler: 192

Frekans: 7.5-10 MHz

Derinlik: 20-80 mm

Ön Ayarlar: Tiroid, Küçük parçalar, Pediatri, Vasküler, Karotid, Meme, MSK, Sinir

Ana Ünite: iOS/Android/Windows, Tablet, Akıllı Telefon, PC

Bağlantı: WiFi

Yazılım Ayarlanabilir Parametreler: GN (kazanç), D (Derinlik), ENH (Geliştirme), DR (Dinamik aralık), F (Frekans), FocusPos, PRF, WF, Mod, 8TGC, Biyopsi, Annotasyon

Ölçümler

B: Uzunluk, Alan, Çevre, Açı, İz, Mesafe

B+M: Kalp hızı, Zaman, Mesafe

B+PW: Hız, Kalp hızı (2), S/D, Derinlik

Oynatma Hızları: 100, 200, 500, 1000 (isteğe bağlı)

Ekran Modları: B, B/M, Renkli, PW, PDI, B+B

WiFi Türü: Dahili WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps

Kanal: 64

Kare Hızı: 24/s

Kazanç: 40-110 dB

Güç: Dahili 4200mAh batarya ile

Batarya Değiştirilebilir: Evet

Batarya Süresi: 3 saat (Çalışma süresi), 12 saat (Bekleme süresi)

Şarj: Kablosuz şarj, USB kablosu

Soğutma Kaplaması: Evet

Su Geçirmezlik: IP68

Kayma Önleyici Tasarım: Evet, 4 taraf